



HEBU
medical



**NEU
NEW
NOUVEAU
NUEVO**

HEBU
— **insta-hold**

- **HEBU insta-hold** ist eine revolutionäre Entwicklung die für jeden Operateur eine Erleichterung durch ein neues Maß an Sicherheit und Komfort bietet. **HEBU insta-hold** ist eine nicht magnetische, rutschfeste Matte, welche hilft, dass Instrumente im Operationsumfeld nicht wegrutschen können. **HEBU insta-hold** hält die Instrumente ohne sie zu magnetisieren.
- **HEBU insta-hold** is a revolutionary development designed to simplify the task of every surgeon with a new dimension in safety and convenience. **HEBU insta-hold** is a non-magnetic slip-proof mat which helps prevent slippage of instruments in the operating theatre environment. **HEBU insta-hold** reliably secures instruments in position without magnetizing them.
- **HEBU insta-hold** est un développement révolutionnaire qui apporte au chirurgien une simplification grâce à une sécurité et un confort revus. **HEBU insta-hold** est un tapis non magnétique et anti-dérapant, qui contribue à ce que les instruments ne puissent pas dérapier dans l'environnement opératoire. **HEBU insta-hold** maintient les instruments sans les magnétiser.
- **HEBU insta-hold** es un desarrollo revolucionario que facilita el trabajo a cada operador gracias a una nueva dimensión de seguridad y confort. **HEBU insta-hold** es una esterilla no magnética antideslizante que ayuda a que los instrumentos no se deslicen en el entorno de la operación. **HEBU insta-hold** sujeta los instrumentos sin magnetizarlos.



HEBU

insta-hold

Vorteile

- Die Matte hält alle Arten von Instrumenten, auf jeglichen Oberflächen
- Nicht magnetisch, nichtleitend, wasserabstoßend
- Hitzebeständig bis 200°C
- Hält Instrumente aus Metall, Kunststoff und Titan

Die Instrumente halten umgehend nach dem der Operateur diese auf die Matte gelegt hat und sind auch mühelos wieder zu entfernen.

Sehr dehnbares und leichtes Material (48x61 cm = 230g), das auf jede Größe selbst zugeschnitten werden kann. Autoclavierbar bei 134°C - mehrere 100 Mal wiederverwendbar.

Avantages

- Le tapis maintient tous les types d'instruments, sur toutes les surfaces.
- Non magnétique, non conducteur, hydrophobe
- Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
- Maintient les instruments en métal, matière plastique et titane

Les instruments tiennent immédiatement après que le chirurgien les ait posés sur le tapis et ils peuvent également être retirés sans peine.

Matériau très ductile et léger (48x61 cm = 230g), que l'on peut recouper soi-même à chaque taille voulue. Peut être passé à l'autoclave à 134°C - réutilisable plusieurs centaines de fois.

Benefits:

- The mat secures all types of instruments on any surface
- Non-magnetic, not-conductive, water repellent
- Heat resistant to 200°C
- Secures instruments made of metal, plastic and titanium

The instruments are fixed in place immediately they are positioned by the surgeon on the mat, and are easily picked up again.

Extremely light-weight and elastic material (48x61cm = 230g), which can be cut by the user to any optional size. Autoclavable at 134°C - may be reused hundreds of times over.

Ventajas

- La esterilla sujeta cualquier tipo de instrumentos en cualquier superficie.
- No magnética, no conductora, repele el agua
- Resistente a la temperatura hasta 200°C
- Sujeta instrumentos de metal, plástico y titanio

Los instrumentos quedan fijos inmediatamente después de que se han colocado en la esterilla y se pueden retirar también sin esfuerzo.

Material muy maleable y ligero (48x61cm = 230g) que se puede recortar para cualquier tamaño.

Resistente a la temperatura a 134°C - se puede reutilizar varios cientos de veces.



Stanley Taub, MD

Erfinder des patentierten und vielfach bewährten Systems.
Inventor of the patented, tried and tested system.
Inventeur du système breveté et qui a fait ses preuves de multiples fois.
Inventor del sistema patentado y acreditado en multitud de ocasiones.

3 Stück/Packung
3 Pcs/Package
3 unités/paquet
3 unidades/paquete

L (mm)	B (mm)	
480 (19")	305 (12")	HB 9150-12
480 (19")	610 (24")	HB 9150-24