

# DIVAN DE CARDIOLOGIE

## CARDIOLOGY POWER TABLE

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Hauteur variable électrique de 46 à 92 cm
- Structure acier avec finition époxy gris
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Découpe latérale pour examen cardiologique
- Largeur sellerie 65 cm,
- Commande manuelle
- Block'n Roll® -
- Système de roulettes escamotables intégrées - semi centralisé (suivant modèles)
- Patins de réglage sous piétement
- Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 20 cm)
- 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève malade
- Connexion de 3 commandes possible (pédale, télécommande)
- Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)**



### STANDARD FEATURES

- Electric variable height from 46 to 92 cm
- Steel frame with grey epoxy finish
- Gas-spring assisted or electric backrest
- Lateral cut out for cardiological examination
- Upholstery width 65 cm,
- Hand control
- Block'n Roll® -
- Integrated retractable castor system - semi centralized (according to models)
- Adjustable levers under base
- Paper roll holder (max length 50 cm - ø 20 cm)
- Mobile hoist compatibility – clearance of 12 cm
- Possibility of 3 extra control connections (pedals, hand control)
- 200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)**





Capacité / Capacity  
**200 KG**



**MODÈLES** (Livrés avec sellerie montée) / **MODELS** (Delivered with fitted upholstery)

Référence Reference	Patins Levellers	Block'n Roll®	Proclive /Déclive Trendelenburg Reverse trendelenburg	Dossier à gaz Gas-spring assisted backrest	Dossier électrique Electric backrest
2080-10	•			•	
2080-15		•		•	
2080-20	•		•	•	
2080-30		•	•	•	
2080-40	•		•		•
2080-50		•	•		•

**DIMENSIONS (mm)**



	L	P
Standard	650 mm	230 mm
Option 2081-75	750 mm	275 mm

**ACCESSOIRES / ACCESSORIES**



**2051-10**  
Commande par pédale  
(réf. : 2050-10 + 2050-15)  
Pedal control  
(ref: 2050-10 + 2050-15)



**2051-20**  
Commande par pédale  
(réf. : 2050-20+2050-30)  
Pedal control  
(ref: 2050-20+2050-30)



**2051-30**  
Commande par pédale  
(réf. : 2050-40 + 2050-50)  
Pedal control  
(ref: 2050-40+2050-50)



**OPTION**  
**2081-75**

Largeur 75 cm  
Width 75 cm



**166**

Paire d'étau  
Pair of clamps



**2056-01**

Porte-rouleau réglable  
Adjustable paper-roll holder  
(350-800 mm, Ø 200 mm)



PROMOTAL - FRANCE  
www.promotal.com

A012/FE-11/08

