



Beaumont

by PROMOTAL



21520



21522

MODÈLES / MODELS

Chaise avec finition chromé <i>Chromium plated chair</i>	21520
Chaise avec finition époxy <i>Epoxy finished chair</i>	21522



CHAISES DE PRÉLÈVEMENTS / BLOOD SAMPLING CHAIRS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD / STANDARD FEATURES

- Bâti tube acier.
Steel tube frame.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
Gas-spring assisted backrest.
- Finition chromé ou époxy.
Chromium plated or epoxy finish.
- Mousse moyenne densité épaisseur 5 cm.
5 cm medium density foam upholstery.
- Revêtement non-feu M1.
M1 flame-retardant covering.
- Appui-tête réglable en hauteur.
Adjustable height head-rest.



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- 2536 ■ Appui-bras sur rotule en polyuréthane noir.
Black polyurethane armrest on ball & socket joint.
- 2537 ■ Housse pour appui-bras.
Cover for armrest.



CHOIX DES COULEURS / CHOICE OF COLORS



GALET



ANTHRACITE




POLLEN



ÉGÉE



AMANDE



POTIRON



FUSCHIA



COBALT



MALACHITE




ORAGE



TERRA COTTA

DIMENSIONS (mm)



- Poids net
Net weight : 25 kg
- Poids brut
Gross weight : 27 kg
- Volume : 0,364 m³

