



Beaumont

by PROMOTAL



70862

MODÈLES / MODELS

SELLERIE PLATE - FLAT UPHOLSTERY

H = 500

Repose-jambes indépendant
Independent leg cushion (70862)

Repose-jambes/dossier combinés
Combined leg cushion/backrest (70872)

H = 700

Repose-jambes indépendant
Independent leg cushion (70852)

Repose-jambes/dossier combinés
Combined leg cushion/backrest (70842)

SELLERIE ANATOMIQUE - ANATOMICAL UPHOLSTERY

H = 520

Repose-jambes indépendant
Independent leg cushion (70892)

Repose-jambes/dossier combinés
Combined leg cushion/backrest (70902)

H = 720

Repose-jambes indépendant
Independent leg cushion (70882)

Repose-jambes/dossier combinés
Combined leg cushion/backrest (70912)



70892



FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENTS HAUTEUR FIXE
BLOOD SAMPLING CHAIRS FIXED HEIGHT




CARACTÉRISTIQUES STANDARD / STANDARD FEATURES

- Bâti tube rectangulaire et colonne carrée.
Rectangular frame and square base.
- Revêtement époxy polyester gris nuage.
Light grey epoxy polyester coated frame.
- Sellerie avec revêtement anti-feu M1.
Upholstery with class M1 flame retardant covering.
- 4 vérins de stabilité.
4 adjustable levers under base.
- Dossier réglable par vérin à gaz, commande bilatérale.
Gas spring assisted backrest, bi-lateral control.
- 2 appuis-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire.
2 black polyurethane armrests.
- 4 étaux / 4 clamps.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



- 840** ■ Paire d'appui-jambes.
Pair of plastic legrests.
- 850** ■ Paire d'étriers.
Pair of s/s stirrups.



- 861** ■ Paire de housses pour appui-jambes.
Pair of covers for legrests.
- 2537** ■ Housse pour appui-bras (unitaire).
Covers for armrest (one unit).
- 70040** ■ Porte-rouleau papier.
Paper roll holder.

CHOIX DES COULEURS / CHOICE OF COLORS



GALET



ANTHRACITE



POLLEN



ÉGÉE



AMANDE



POTIRON



FUSCHIA



COBALT



MALACHITE



ORAGE



TERRA COTTA

DIMENSIONS (mm)

- Poids net / Net weight..... 46 kg
- Poids brut / Gross weight..... 55 kg
- Volume..... 0,364 m³

